



INSTRUMENTAL PARA **ARTROSCOPIA**

PROTESA
Medical supplies

INDICE

PINZAS DE ARTROSCOPIA

RODILLA 1

HOMBRO 2

PASADOR DE SUTURA 3

CORTADOR DE SUTURA 4

ARTICULACIONES PEQUEÑAS 5

**MARCO DE FIJACIÓN DE
POSICIÓN QUIRÚRGICA** 6

ACCESORIOS 7



RODILLA

Anterior Horn Punch, Left/Right
ZxCr6133/ZxCr6134



90° Rotary Punch, Left/Right
ZxCr6143/ZxCr6144



Rotary Scissor 20° Hooked, Left/Right
ZxCr6153/ZxCr6154



Rotary Scissor 60° Hooked, Left/Right
ZxCr6163/ZxCr6164



2. Graspers

Tissue Grasper
ZxCr6271



Loose-body Grasper
ZxCr6272



FEATURES

- Pinless design
- High strength, high sharpness

1. Suture Passers

Suture Retriever
ZXC7380



Birdy Suture Passer, straight
ZXC7381



Birdy Suture Passer, 45 ° Left/Right
ZXC7382/ZXC7383



Birdy Suture Passer, Upbiter
ZXC7384



无锁扣鱼嘴直型关节镜用钩线钳
Beak Suture Retriever
ZXC7385



2. Graspers

Tissue Grasper
ZXC7271



FEATURES

- Easy, one step suture loading
- Multi-functional, grasps tissue, passes and retrieves suture

1. Shoulder Suture Passer

Suture Passer
ZxCr7500F



2. Knee Suture Passer

Knee Suture Passer
ZxCr6502F



CORTADOR DE SUTURA

FEATURES

- In conformity with international standards, Good quality which can be comparable to imported famous brands
- Made of imported stainless steel, Quality assurance.
- unrivaled strength, extraordinary sharpness, strong bite force, clean, scissor-like cuts.

Suture Cutter
ZxCr7400



Suture Cutter
ZxCr7401



ARTICULACIONES PEQUEÑAS

FEATURES

- High strength, high sharpness

1. Punches

Small Duckbill Punch, Straight
ZxCr81811



Duckbill Punch, Straight/Upswept/Left Curved/Right Curved
ZxCr8186/ZxCr8187/ZxCr8188/ZxCr8189



2. Graspers

Tissue Grasper
ZxCr8271



Tissue Grasper
ZxCr8272



Tissue Grasper
ZxCr82810



Tissue Grasper
ZxCr82812



MARCO DE FIJACIÓN DE POSICIÓN QUIRÚRGICA

Trifix es un dispositivo ligero, resistente, fácil de colocar y adaptar a los rieles de la mesa quirúrgica, utilizado para posicionar las extremidades del paciente según necesidades y adaptador empleado antes, durante y posterior a un procedimiento quirúrgico.

1. Puede sujetarse en los rieles laterales de la mesa quirúrgica. Un botón inicia y detiene, seis articulaciones con movimiento de 360°. Puede utilizarse para procedimientos ortopédicos de hombro, codo, rodilla y tobillo.
2. Está equipado con un convertidor estándar, el cual es seguro y presenta firmeza al ser fijado evitando su caída. Puede ser emparejado con articulaciones de mano, codo, muñeca, cadera, hombro, rodilla y otras operaciones, cumpliendo con todos los requerimientos quirúrgicos para hueso y articulación.
3. El sistema completo es controlado con una mano: Las seis articulaciones pueden ser fijadas y liberadas al mismo tiempo, cada articulación tiene un rango de movimiento de 360°.
4. El cuerpo del dispositivo está echo de acero inoxidable y fibra de carbono, por lo que es fácil de transportar y ajustar.
5. El diseño mecánico puro no requiere de ningún gas presurizado ni fuente de poder, por tanto no tiene cables, pedales o mangueras.
6. Todos los accesorios del ajustador de posición quirúrgico pueden ser esterilizados.
7. Después de fijar, puede soportar fuerzas laterales mayores a 10 kg, el cilindro de diámetro de 50 mm puede soportar una carga máxima del paciente de 250 kg.
8. El diseño ligero y portátil de solo 6.5 kg facilita al cirujano una operación completa más sencilla, mejorando la eficiencia de la operación y ahorrando tiempo en la misma.



ACCESORIOS

1.- Adaptador MT1



2.- Adaptador MT2



3.- Adaptador para rodilla



4.- Adaptador para codo



5.- Conector



6.- Maletin de transporte TRIFIX





PROTESA

Medical supplies



Matriz

Blvd. de los Reyes 6204. Int 202.
San Bernardino Tlaxcalancingo,
San Andrés Cholula, Pue.



222 434 0634



www.grupoprotesa.mx