

CATÁLOGO
**MANEJO
DEL DOLOR**

PROTESA
Medical supplies

CATÉTER ST COX



CARACTERÍSTICAS

Catéter estándar de epidurolisis con punta atraumática y doble guía. Usado para aliviar el dolor asociado a los trastornos agudos y crónicos de la columna vertebral mediante la descompresión de los nervios espinales de manera duradera, sin necesidad de cirugía abierta. Catéter de epidurolisis disponible en versiones estándar y cervical. (Características en tablas).



CÁNULAS PARA RF

CARACTERÍSTICAS

Cánulas para todos los equipos de lesiones RF, termocoagulación y pRF para dolor.



GENERADOR PARA TERMOLESIONES

CARACTERÍSTICAS


LG2 es el nuevo generador portátil por radiofrecuencia (RF) de inomed. Presume de un diseño atractivo, interfaz de usuario con pantalla gráfica táctil, mando a distancia y mucho más.

El generador de radiofrecuencia de dos canales soporta una gran variedad de instrumentos para aplicaciones de dolor y cerebrales.

El dispositivo dispone de electrodos TC y cánulas compatibles con la gama inomed de productos para el tratamiento del dolor.



CATÉTER PARA EPIDUROSCOPIA VEELER




CARACTERÍSTICAS

Diseñado tanto para la entrega de medicamento como para la guía de fibras ópticas para inspección o fibra láser para tratamiento de hernia discal. Ideal para el tratamiento de:

- Dolor Crónico de Espalda
- Síndrome Post-laminectomía
- Estenosis Espinal
- Disco Herniado



TURTLEGUN




CARACTERÍSTICAS

El sistema Turtle Gun permite realizar procedimientos para tratar hernia lumbar contenida por mínima invasión de manera rápida, segura y eficiente. Diseñado para ser compatible con los abordajes con endoscopia, key-hole o acceso percutáneo

- Compatible con todos los endoscopios espinales
- Incluye set de acceso para abordaje percutáneo (opcional)
- Puerto de irrigación
- Configuración bipolar o monopolar
- Completamente dirigible
- Botón de bloqueo



DISKIT



CARACTERÍSTICAS

Termocoagulación con rampa
para biacuplasia intradiscal



SIMPLICITY 3

NEUROTHERM




CARACTERÍSTICAS

El Simplicity III tiene un diseño único que permite una fácil colocación con un solo punto de entrada percutánea, para una amplia y uniforme lesión de radiofrecuencia del área que inervan la articulación sacro ilíaca (ASI).

Los pacientes diagnosticados con dolor persistente de espalda baja y que han tenido una respuesta positiva temporal a las inyecciones de bloque en la articulación sacro ilíaca, y presentan con EVA (VAS score) superior a 5 (en el rango 0-10), puede ser candidatos para el tratamiento paliativo a largo plazo con el Sistema Simplicity III





PROTESA
Medical supplies